

GOLDWAY



Monitorización asequible, fiable y adaptable en la cabecera

Monitores de paciente preconfigurados Philips Goldway G30E/G40E

G30E/G40E con fiabilidad y flexibilidad

El estado de un paciente puede cambiar rápidamente y el personal sanitario debe poder responder con agilidad a estos cambios. Disponer de una solución de monitorización de paciente muy fiable y versátil a mano ahorra un tiempo precioso a la hora de determinar el mejor tratamiento. El G30E/40E es su elección de monitor/solución preconfigurada de cabecera que proporciona mediciones fiables (Philips ST/AR ECG y FAST-SpO₂) y se puede conectar a Efficia CMS200 o integrar directamente en EMR/HIS mediante la función de salida de datos HL7. Gracias a su diseño ligero, se puede montar fácilmente en un carrito con ruedas y se puede mover de una cama a otra. Resulta idóneo para departamentos plantas de subagudos y, gracias a las mediciones disponibles, también se puede utilizar en algunas áreas de agudos cuando los clientes tienen, principalmente, presupuestos ajustados. Se suministra con consumibles Philips Efficia, con los que es totalmente compatible.

Ventajas clave

Los monitores de paciente G30E/40E están contruidos conforme a los estándares exigentes de calidad de Philips y ofrecen los parámetros esenciales probados en el mercado en un monitor compacto y rentable para proporcionar resultados de mediciones precisos con un presupuesto ajustado. La función de loqueo de alarmas ayuda a reducir la fatiga de alarmas para obtener un entorno de cuidado silencioso.


Facilidad de uso

Los monitores están disponibles con pantallas de 10,4" (G30E) y 12,1" (G40E), con modos de visualización flexibles, como el modo de números grandes, minitendencias, OCRG, así como la función de ajuste de la altura de los canales con formas de ondas para ajustarse a las necesidades de distintos entornos clínicos. Sus menús intuitivos, el acceso con tecla fija, la pantalla con colores brillantes y la pantalla táctil opcional están diseñados para disfrutar de la máxima facilidad de uso.



Suministrado con consumibles Philips


Los monitores de paciente G30E y G40E están diseñados para ser compatibles con los consumibles de Philips que también se utilizan en los monitores de la serie Philips Efficia CM, a fin de reducir el coste total de propiedad compartiendo los consumibles de Philips entre distintos entornos de atención.



Distintas capacidades de redes y gestión de datos

G30E y G40E se suministran con capacidades de red LAN como estándar para los centros que deseen crear una red con comunicación bidireccional con el sistema de monitorización central Philips Efficia CMS200 o necesiten una salida de datos en formato HL7.

La función de vista general de cama a cama admite hasta 32 monitores de cabecera que se conectan al mismo sistema de red local para ver una vista general de las formas de onda, los resultados de las mediciones y la información de las alarmas sin un sistema de monitorización central, lo cual ofrece una solución alternativa para la monitorización remota a aquellos clientes que no disponen de presupuesto para un sistema de monitorización central.



Proporciona funciones avanzadas para distintos entornos clínicos

Los monitores G30E y G40E proporcionan datos en tiempo real sobre el estado cardíaco y respiratorio. Además de los parámetros de monitorización, como la monitorización de Philips ST/AR 3/5 derivaciones ECG/RESP, NBP, 2*TEMP y Philips SpO₂/PR, ST y arritmia. También proporciona la presión arterial invasiva de 2 canales y la monitorización de etCO₂ en microflujo como opciones.

El G40E ofrece una opción para el gasto cardíaco por termodilución; el estándar para medir la eficiencia cardíaca. Los médicos también pueden incorporar cálculos hemodinámicos con medidas de C.O. para obtener una evaluación más detallada del estado cardíaco/circulatorio de los pacientes.



Soporte son ruedas GCX
98980317277I



Soporte de pared GCX
98980317276I

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso

Teléfono del servicio posventa: + 86 - 755 - 8627 8308

Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.

No. 2 Keji North 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen,
P.R. China 518057
Tel: + 86 - 755 - 2698 0999 Fax: + 86 - 755 - 2698 0222